





Erzeugnisse aus Verbandzellstoff hochgebleicht

Anwendung:

Verbandzellstoff ist vielseitig einsetzbar im medizinischen Bereich, speziell in der Wundversorgung in Kombination mit anderen Wundversorgungssystemen als kostengünstiges zusätzliches Saug-, Schutz- und Polstermaterial, bei kleinen Verletzungen als Saugpolster und zur "kleinen Desinfektion".

Beschreibung:

- aus hochgebleichten, miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- mehrere übereinanderliegende gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht), in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
- weich und abriebfest

Verbandzellstoff konfektioniert

Verpackung:

• im bedruckten Klappenbeutel

Mehr lesen...

Zellstoffwatteblättchen

Verpackung:

• in der Faltschachtel bzw. bedrucktem Klappenbeutel

Mehr lesen...

Verbandzellstoffzuschnitte

Verpackung:

- 1000 g Originalpackungen im Klappenbeutel
- 5 kg und 10 kg Originalpackungen im Karton, teilweise als Ballen in Folie

Mehr lesen...